

Mi Electric Toothbrush Head

(pachet de 3, standard/mini)



Manual de utilizare

Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizare




Tehnologie de
curățare inoxidabilă
fără metal



Securitate



Peri DuPont



Perii periutei
sunt adaptați cavității
bucale




Suprafața de periere are o densitate
ridicată a perilor de 40 %




Tratat în vid
și sterilizat

Capetele periutei de dinți Mi folosesc noua tehnologie de peri inoxidabilă de densitate ridicată, fără metal. Baza perilor este fixată pe suport prin termofuziune. Componenta situată pe partea superioară a perilor fixează perii pe capătul periei. Spre deosebire de capetele periutei de dinți tradiționale, cele ale periutei Mi Toothbrush nu produc rugină metalică și nu riscă să ascundă impurități în foliile de metal. Acestea sunt mai puțin nocive pentru mediu, mai curate și mai sigure. Periuta este prevăzută cu peri moi DuPont de calitate ridicată. Îmbunătățirile aduse ustensilei și procesul de montare a perilor de densitate ridicată permit obținerea unei zone de peri mai mare. Densitatea perilor fixați pe capetele periutei de dinți Mi este mai mare cu 40% decât cea a capetelor periutei de dinți standard. În plus, designul ergonomic permite eliminarea mai eficientă a tartrului și a plăcii dentare. Fiecare perișor fixat pe capătul periutei de dinți Mi a fost șlefuit pentru a vă proteja mai bine gingiile.


Capătul periutei de dinți standard Mi este ideal pentru o periere zilnică eficientă.



- ❶ Efectul periutei cu peri șlefuiți
- ❷ Efectul periutei cu peri șlefuiți



*Se recomandă schimbarea capului periutei de dinți o dată la trei luni.



Instalați capul periutei de dinți pe mânerul periutei, în sensul corespunzător.